

SAUNDERS<sup>®</sup> P345 es un actuador neumático de pistón con cuerpo de polímero diseñado para proporcionar un rendimiento superior en aplicaciones de bioprocesos.



# REDUCE EL IMPACTO DE LAS EMISIONES DE CO<sub>2</sub> EN EL AMBIENTE EN UN **11 %**

## ENTRE SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SE INCLUYEN:

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 4,5 BAR

Eficiencia energética gracias a la reducción del consumo de aire

POTENCIA DE CIERRE LÍDER EN EL SECTOR

Hasta 10 bar al 100 %  $\triangle P$  con caucho y 6 bar con diafragmas de PTFE

OCONSTRUCCIÓN UN 25 % MÁS LIGERA

Más ligero comparado con los actuadores de

acero inoxidable

#### **ECOLÓGICO**

Reducción de 14 toneladas de emisiones de CO<sub>2</sub> gracias a una menor presión de funcionamiento comparado con otros actuadores







### Actuador SAUNDERS® P345

#### RENDIMIENTO FIABLE

Filosofía de diseño enfocada en garantizar un ciclo de vida largo, un consumo bajo de aire y un diseño compacto por oposición a los actuadores de tipo diafragma.



#### **ACTUADOR DE PESO LIGERO**

Tapa de polímero de última tecnología, capaz de lograr una reducción de peso del 25 % en aplicaciones biofarmacéuticas.

#### **ACTUACIÓN DE PISTÓN**

Innovador diseño de pistón para una reducción del 25 % de la presión de funcionamiento en comparación con otros productos equivalentes del mercado.

#### **CAMBIOS FÁCILES**

El diseño modular «plug & play» permite cambiar los compresores de forma sencilla.

#### CONSTRUCCIÓN HÍBRIDA

Acero inoxidable 316 pulido Poliamida rellena de vidrio en combinación para crear un dispositivo fiable y atractivo capaz de resistir los regímenes de lavado típicos de la industria farmacéutica.

#### Rango de tamaños

• DN8 (0,25") - DN50 (2,00")

#### Modos de funcionamiento

Cierre por muelle

#### Material de fabricación

- · Carcasa del actuador: Poliamida
- Capota: Acero inoxidable

#### **Temperatura**

Máx.: 100 °C (212 °F)
Mín.: -10 °C (14 °F)

#### **Accesorios disponibles**

- Sensores Saunders -VUE (montaje directo)
- Tope limitador (cierre por muelle)
- Posicionadores

#### Intercambiabilidad de diafragmas

 Diseño exclusivo del compresor que permite una fácil conversión del compresor entre diafragmas de caucho y de PTFE

#### Información marcada en el producto

- Tamaño de la válvula
- Modo de funcionamiento
- Presión de funcionamiento
- Fecha de fabricación

#### CRANE CHEMPHARMA & ENERGY

Crane Process Flow Technologies Ltd. Grange Road Cwmbran, Gwent NP44 3XX, Reino Unido Tel.: +44 1633 486666 Crane Co. y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad por posibles errores en catálogos, folletos y otros materiales impresos, así como por la información del sitio web. Crane Co. se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso, incluidos los productos ya en pedido, siempre que dicha modificación se pueda realizar sin alterar las especificaciones ya acordadas. Todas las marcas comerciales que figuran en este documento son propiedad de Crane Co. o de sus filiales. Los logotipos de Crane y de las marcas de Crane (CENTER LINE®, COMPAC-NOZ®, CRANE®, DEPA® & ELRO®, DOPAK®, DUO-CHEK®, FLOWSEAL®, GYROLOK®, GO REGULATOR®, HOKE®, JENKINS®, KROMBACH®, NOZ-CHEK®, PACIFIC VALVES®, RESISTOFLEX®, REVO®, SAUNDERS®, STOCKHAM®, TEXAS SAMPLING®, TRIANGLE®, UNI-CHEK®, VALVES®, WESTLOCK CONTROLS®, WTA® y XOMOX®) son marcas registradas de Crane Co. Todos los derechos reservados.